

BÜKKSZÉKI
SALVUS
TERMÉSZETES ALKÁLI-HIDROGÉN-KARBONÁTOS
GYÓGYVÍZ PERMET ORRSPRAY FELTÉTEL
(5 998559 700203)

Betegájékoztató

A Salvus Gyógyvíz Permettel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen az eszköz körültekintő, előírászerű alkalmazása. Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben szüksége lehet.

Milyen adatok igazolják hatását?

Hatását tudományos vizsgálatok és szakirodalmi adatok igazolják.

Mi a hatóanyag?

Természetes alkalicus gyógyvíz, mely hatását illetően dominálónan nátrium-karbonátot és konyhasót tartalmaz. A Salvus gyógyvízpermet főbb oldott elemei [mg/100 ml]: Nátrium 500,00-800,00 / Litium 0,18-0,30 / Klorid 200,00-290,00 / Bromid 0,80-1,80 / Jodid 0,11-0,24 / Fluorid 0,11-0,34 / Hidrogén-karbonát 1200,00-1700,00 / Alkotóelemek összesen: 1900,00-2800,00

Mit tartalmaz még az eszköz?

Az eszköz a Salvus gyógyvíz természetes alkotóelemeit: kálium-, ammónium-, kalcium-, magnézium-, réz-, arzén-, nitrít-, bromid-, jodid-, szulfát-, foszfát-, ionokat, valamint metabórsavat és metakovasavat tartalmaz még.

Mikor ajánlott az eszköz használata?

Használata az orr- és melléküregei heveny- és idült hurutos megbetegedéseinek kezelésében a nyálkahártya nedvesítésére, nyákdoldásra, a váladék kiürülésének elősegítésére, a dohányzás okozta káros légúti hatások csökkentésére ajánlott.

Mikor nem szabad az eszközt alkalmazni?

Ellenjavallat ezidáig nem ismeretes.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése előtt?

Coli-fertőzésben, foszfát- és karbonát-jellegű veseekvek esetén, valamint nátrium- és vízvisszatartással járó állapotokban óvatosan alkalmazható.

Alkalmazhatják-e az eszközt gyermekek is?

Alkalmazása szülői felügyelet mellett 2 éves kortól ajánlott.

Alkalmazható-e az eszköz más gyógyszerekkel?

Szulfonamid-készítmények alkalmazása esetén ne használja az eszközt!

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?

Terhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható.

Hogyan és mikor kell az eszközt alkalmazni?

A kezelendő állapottól függően, szükség szerint az orrnyílásokba mély lélegzéssel egyidejűleg permetezve, legfeljebb 5x2-2 bepermetezést naponta. Használat után a védőkupakot vissza kell helyezni a feltétre.

Mi az ajánlott adag?

Egy-egy alkalommal mindkét orrnyílásba 2-2 bepermetezés.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki az eszköz?

Nem kívánt mellékhatás ez idáig nem ismeretes.

Mire kell még ügyelni az eszköz alkalmazása során?

Gyermekektől elzárva tartandó.

Hogyan kell tárolni az eszközt?

Szobahőmérsékleten (max. 25 °C)

Csomagolási egység: 50 ml/doboz

HU-36236/2001
ISO 15225:2000



Gyártja: Salvus Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó, Értékesítő Kft.
HU-2084 Pilisszentiván, Szabadság út 16., Magyarország

BÜKKSZÉKI
SALVUS
TERMÉSZETES ALKÁLI-HIDROGÉN-KARBONÁTOS
GYÓGYVÍZ PERMET

(5 998559 700104)

Betegtájékoztató

A Salvus Gyógyvíz Permettel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen az eszköz körültekintő, előírászerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben szüksége lehet.

Milyen adatok igazolják hatását?

Hatását tudományos vizsgálatok és szakirodalmi adatok igazolják.

Mi a hatóanyag?

Természetes alkalis gyógyvíz, mely hatását illetően dominálónan nátrium-karbonátot és konyhasót tartalmaz. A Salvus gyógyvízpermet főbb oldott elemei [mg/100 ml]: Nátrium 500,00-800,00 / Lítium 0,18-0,30 / Klorid 200,00-290,00 / Bromid 0,80-1,80 / Jodid 0,11-0,24 / Fluorid 0,11-0,34 / Hidrogén-karbonát 1200,00-1700,00 / Alkotóelemek összesen: 1900,00-2800,00

Mit tartalmaz még az eszköz?

Az eszköz a Salvus gyógyvíz természetes alkotóelemeit: kálium-, ammónium-, kalcium-, magnézium-, réz-, arzén-, nitrít-, bromid-, jodid-, szulfát-, foszfát-, ionokat, valamint metabórsavat és metakovasavat tartalmaz még.

Mikor ajánlott az eszköz használata?

Használata az alsó- és felső légutak, a gége heveny- és idült hurutos megbetegedéseinek kezelésében, a nyálkahártya nedvesítésére, nyákdásra, a váladék kiürülésének elősegítésére, erősen igénybe vett hangszálak regenerálására, a dohányzás okozta káros légúti hatások csökkentésére ajánlott.

Mikor nem szabad az eszközt alkalmazni?

Ellenjavallat ezidáig nem ismeretes.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése előtt?

Coli-fertőzésben, foszfát- és karbonát-jellegű vesekövek esetén, valamint nátrium- és vízvisszatartással járó állapotokban óvatosan alkalmazható.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?

Alkalmazása szülői felügyelet mellett 2 éves kortól ajánlott.

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel együtt?

Szulfonamid-készítmények alkalmazása esetén ne használja az eszközt!

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?

Terhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható.

Hogyan és mikor kell az eszközt alkalmazni?

A kezelendő állapottól függően, szükség szerint szájjüregbe, mély lélegzéssel egyidőleg permetezve, legfeljebb 5x4-5 bepermetezést naponta. Használat után a védőkupakot vissza kell helyezni a feltétre.

Mi az ajánlott adag?

Egy-egy alkalommal 4-5 bepermetezés.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki?

Nem kívánt mellékhatás ez idáig nem ismeretes.

Mire kell még ügyelni az eszköz alkalmazása során?

Gyermekektől elzárva tartandó.

Hogyan kell tárolni az eszközt?

Szobahőmérsékleten (max. 25 °C)

Csomagolási egység: 50 ml/doboz

HU-36236/2001
ISO 15225:2000



Gyártja: Salvus Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó, Értékesítő Kft.
HU-2084 Pilisszentiván, Szabadság út 16., Magyarország